

## Oclean Smart Sonic elektriskās zobu birstes lietotāja rokasgrāmata

### Skārienekrāns:

Atbalsts uz augšu / uz leju, pa kreisi / pa labi. Lūdzu, lai pārvietotos, slidiniet pirkstu ekrāna zonā.

Divi vienā:  
lādētāja pamatne + sienas stiprinājums.



Zobu birstes uzgalis:  
Lai nomainītu uzgali, velciet to taisni uz augšu. Nekrozīt! Zobārsts iesaka mainīt zobu birstes uzgali ik pēc 2 līdz 3 mēnešiem.

Ieslēgt / izslēgt / pauze:  
Kad zobu birste pamostas, darbības laikā īsi nospiediet pogu, lai iepauzētu darbību, un 15 sekunžu laikā vēlreiz īsi nospiediet, lai turpinātu uzsāktu ciklu. Vairāk nekā 15 sekundes bez darbības aktivizē ierīces miega režīmu.

### Instrukcija

#### Pirmā lietošanas reize

Zobu suku var ieslēgt, pirmo reizi nospiežot ON / OFF pogu uz pavisam jaunas zobu suku. Bluetooth funkcija tiks aktivizēta un paliks ieslēgta. Pēc Oclean lietotnes instalēšanas, lūdzu, izpildiet uzvednes, lai pabeigtu savienojumu un iestatījumus zobu sukai.

#### Instalējiet lietotni un zobu suku iestatījumus

Lietotni varat izmantot, lai pielāgotu savas elektriskās zobu birstes programmas - zobu tīrīšanas, zobu balināšanas un smaganu masāžas automatizēšanu vienā tīrīšanas reizē. Katru reizi, kad veicat zobu tīrīšanu, nav nepieciešams atvērt Oclean lietotni. Vienkārši ik pēc dažām dienām atveriet lietotni, lai sinhronizētu aktuālos datus.

#### Tieša lietošana bez lietotnes iestatījumiem

Elektrisko zobu birsti var izmantot arī bez savienojuma ar lietotni. Tam ir skārienekrāna displejs un ON / OFF poga. Elektrsā zobu birste piedāvā skārienvadību, izmantojot skārienjutīgu ekrānu.

#### Tīrīšanas plāns un veiktspējas ieraksti

Elektriskā zobu birste noklusējuma režīmu sāks ar "Standarta tīrīšanas plānu" ar 2 minūtēm, ja APP nav jauna pielāgota tīrīšanas plāna iestatījuma.

Pēc zobu tīrīšanas displejā būs redzams efektīvais tīrīšanas laiks, tīrīšanas rādītāji un tīrīšanas padomi.

#### Kā uzlādēt

Noņemiet uzlādes pamatni no sienas stiprinājuma un pievienojiet to mobilā tālruņa lādētājam. Kad zobu birstes apakšdaļa ir maigi novietota virs uzlādes pamatnes, tā automātiski savienosies. Displejā būs redzams akumulatora procentuālais daudzums, kad zobu birste tiek uzlādēta. Pilna uzlāde parasti aizņem apmēram divas stundas.

Follow the Oclean Official Facebook Page



Oclean Facebook Page  
[www.facebook.com/ocleanofficial](http://www.facebook.com/ocleanofficial)



Search "Oclean" on App Store or Google Play to download

### Specifications

Product Name	Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean X
Edition	Pro
Max Output	0dBm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V =1A
Battery Life *	20 days (Level 1), 40 days (Level 32)
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours
Bluetooth	4.2 above

\* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.



IPX7

EAC



CE



BC

FC



R 201-190289

### Garantijas karte

- Šis klauzulas attiecas tikai uz Oclean izstrādājumiem, kas tiek pārdoti valstī vai reģionā, kurā pirkums tiek veikts, ja ir kāda neatbilstība vai izlaidums valsts politikai, noteicošā ir valsts politika.
- Attiecībā uz veiktspējas problēmām, ko izraisa pats produkts, var izmantot pakalpojumu, kas atbilst zemāk esošajiem noteikumiem, ar derīgu pirkuma apliecinājumu:
  - Klients var bez maksas izmantot garantijas servisu 24 mēnešu laikā no pirkuma datuma, ja paša produkta dēļ rodas darbības traucējumi.
  - Lai izmantotu nomainīšanas un garantijas pakalpojumus, jāuzrāda derīgs pirkuma apliecinājums.
  - Garantija neattiecas uz citiem ar produktu saistītiem materiāliem (piemēram, iepakojuma kārbu, Produkta rokasgrāmata utt.).

Produkta modelis:	Sērijas numurs:	
	Nosaukums:	
Informācija par lietotāju	Tei:	
	Email:	
	Adrese:	
	Iegādes datums:	
Problēmas apraksts:	Rēķina numurs:	

