





EPLINE
Elastin Plus Line

THREAD POLIDIOXANONA (PDO)
THREAD CAPROLACTONA (PLA-CL)



ENDOBION, es el distribuidor nacional de los Hilos **EplINE**, fabricados en Corea del Sur por **YURUM MEDICAL** una de las empresas referentes del sector a nivel Mundial.



Hilos EpLINE THREAD

EpLINE THREAD PDO. Son Hilos de gran calidad, están compuestos de PDO (Polidioxanona), se implantan en la dermis con una aguja guía, activando los fibroblastos, para generar colágeno y elastina, provocando un efecto lifting inmediato y aportando a los pacientes un moldeado natural al rostro y al cuerpo. Su implantación es sencilla y rápida, permitiendo el desarrollo normal de la actividad cotidiana. no produce cortes, marcas ni cicatrices. Es un tratamiento rápido, cómodo y seguro.

EPLINE THREAD PCLA. Nueva tecnología, absorbible formados dos polímeros, Policaprolactona y ácido poli-L-láctico, son la última generación de hilos.


Los Hilos EpLINE vienen con Aguja de doble corte, adecuada para todo tipo de hilos, su ángulo reduce el dolor y suavizada en la incrustación del hilo.




Las cánulas, vienen con un diseño especial para evitar daños a los tejidos internos de la piel, vasos sanguíneos y así no provocar edemas e inflamación.



Hilos EpLINE THREAD



By inserted suture thread into the area required to surgical, it causes an artificial wound, and it induce healing effect for improving and creating treatment of the skin. upper and lower contraction which is between skin and muscle, or skeletons, causes lifting effect in that loosened skin change to be tight. When it located in solid tissue; near bones or ligament, the fixed tissue has stronger adhesion effect to the skin.



Frente :

- Mono, Multi, Screw, Cogging Screw

Líneas Glabelas:

- Multi, Screw,

Elevar cejas :

- Screw, Cogging Screw, FE 360

Liftin Temporal:

- FE 360

Zona periorbital

- Eye Lifting

Nariz:

- Rhino

Líneas Nasolabial o Marioneta:

- Multi, Screw.


Mandíbula Barbilla y papada:

- FE 360 Cog.

Líneas Periorales:

- Mono

Hilos EpLINE THREAD Mono, Multi, Screw



Hilos sin espículas

MONO/ PDO / NEEDLE

Mejora la elasticidad de la piel

- Aplicación:

Facial y Corporal.



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
30G	25mm	30mm	7-0
29G	38mm	50mm	6-0
	50mm	70mm	
27G	38mm	50mm	5-0
	50mm	70mm	
	60mm	90mm	
26G	90mm	150mm	5-0

MULTI/ PDO / NEEDLE

Fortalecer la densificación de la piel.

- Aplicación

Arrugas profundas faciales



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
26G	38mm	50mm	5-0
	50mm	80mm	
	60mm	100mm	

SCREW/ PDO / NEEDLE

Mejorar las arrugas finas


Aplicación:

Facial (arrugas alrededor boca y ojos) y gestión del cuerpo (pecho, brazos)



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
26G	38mm	50mm	5-0
	50mm	80mm	
	60mm	100mm	

Hilos RHINO



Hilos PDO

EYE LIFT/ PDO / CANULA W

Especialmente diseñado para tensar la piel y eliminar las arrugas alrededor de los ojos.

El tratamiento más seguro y efectivo para el área de los ojos, La cánula el riesgo de hematomas, sangrado e hinchazón.



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
30G	25mm	30mm	7-0

RHINO/ PDO / CANULA L

Dar la forma de la nariz deseada con un procedimiento no invasivo

Es un producto especializado para la cirugía de la nariz, que se inserta en el tabique, el dorso, la punta y el ala de la nariz.



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
19G	38mm 50mm	50mm 50mm	2-0


COGGING SCREW/ PDO / NEEDLE

Un hilo innovador, hilo enrollado con especulas alrededor del agujero. son muy adaptables permiten levantar, voluminizar y contornear suavemente la cara y el cuerpo.



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
27G	60mm	80mm	5-0

Hilos FE 360, MOLDING



Hilos PDO espiculados.

FE 360 / PDO CANULA L

Cog 360 multi direccional de 360 grados el que mas tracción realiza de los Cog.

La cánula es ideal para prevenir el daño de los tejidos internos de la piel y los vasos sanguíneos.



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
23G	60mm	100mm	3-0
	90mm	150mm	
21G	60mm	100mm	2-0
	90mm	150mm	
19G*	60mm	100mm	1-0
	100mm	150mm	

MOLDING W PDO / CANULA L

Cog Molding W tiene mayor efecto de elevación. Gracias a su amplitud y fuerza, sujeta los tejidos flácidos durante más tiempo. con un precio competitivo.



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
18G	100mm	185mm	3

MINI KONOS MOLDING / PDO / CANULA

Mejorar las arrugas finas



Aplicación:

Facial (arrugas alrededor boca y ojos) y gestión del cuerpo (pecho, brazos)

Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
26G	38mm	50mm	5-0
	50mm	80mm	
	60mm	100mm	

Dual Needle

Application Example




Hilos DOBLE AGUJA

DUAL NEEDLE 360 / PDO

La técnica de Dual Lifting se implica usando un absorbible Cog con dos agujas especiales.

Dual Lifting le permite colocar precisamente en partes divididos con cada mitad del hilo. Este efecto es un resultado absoluto en la distribución del peso sobre el tejido simétricamente en los dos partes del hilo.




Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
21G	110mm	300mm	1-0
21G	110mm	420mm	1-0

DUAL NEEDLE MINI KONOS/ PDO/

La técnica de Dual Lifting se implica usando un absorbible Cog moldeado con dos agujas especiales. Dual Lifting le permite colocar precisamente en partes divididos con cada mitad del hilo.

Este efecto es un resultado absoluto en la distribución del peso sobre el tejido simétricamente en los dos partes del hilo.



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
21G	110mm	300mm	1-0
21G	110mm	420mm	1-0

Hilos PLA-CL CAPROLACTONA Y POLILACTICO

Son hilos específicamente diseñados para estimular la piel a través de un mecanismo químico y mecánico con puesto de un polímero sintético completamente absorbible que consiste en ácido poli láctico y caprolactona.

Se introduce en la dermis con agujas finas que hace el tratamiento muy confortable y le permite implementarlo rápidamente, estimulando los fibroblastos de una manera continua, mientras los filamentos se degradan lentamente a lo largo del tiempo prolongando la acción de Biorevitalización. Su estructura asegura una reabsorción lenta con una duración de unos 4-5 meses, y los resultados permanecen 24 mese aproximadamente.



Hilos PLA-CL CAPROLACTONA Y POLILACTICO

MONO/ PLA-CL / NEEDLE

Mejora la elasticidad de la piel

- Aplicación:

Facial y Corporal.



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
29G	50mm	70mm	6-0
27G	50mm	70mm	5-0

FE 360 / PLA-CL CANULA L


Cog 360 multi direccional de 360 grados el que mas tracción realiza de los Cog.



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
21G	60mm	100mm	2-0
	90mm	150mm	
19G*	100mm	150mm	1-0

DUAL NEEDLE MINI KONOS/ PLA-CL/

La técnica de Dual Lifting se implica usando un absorbible Cog moldeado con dos agujas especiales. Dual Lifting le permite colocar precisamente en partes divididos con cada mitad del hilo. Este efecto es un resultado absoluto en la distribución del peso sobre el tejido simétricamente en los dos partes del hilo.



Tamaño del Aguja	Longitud del Aguja	Longitud del Hilo	Diámetro del Hilo
21G	110mm	300mm	1-0
21G	110mm	420mm	1-0



THREAD POLIDIOXANONA (PDO)
THREAD CAPROLACTONA (PLA-CL)

Distribuidor Nacional



ENDOBIION
AESTHETIC
FOR AESTHETIC MEDICINE

Tel. 976 248 135 info@endobion.es
www.endobion.es